



UTILITZACIÓ DE LA MASCARETA QUIRÚRGICA

Tipus IIR - PER PROTEGIR-SE DEL CORONAVIRUS

ENTREGAR 2 MASCARETES PER CONDUCTOR

ALERTA!

AQUESTES MASCARETES TENEN **CARACTERÍSTIQUES DIFERENTS** DE LES QUE HEU RECOLLIT A



L'objectiu de les mesures d'higiene respiratòria és **minimitzar la transmissió del virus** i altres microorganismes patògens que s'expulsen per via respiratòria. Les gotes grans, un cop expulsades amb la tos, la parla i l'esternut, no viatgen per l'aire més enllà d'una distància d'un metre. Particularment amb aquestes **mascaretes**, evitem la transmissió dels agents infecciosos que es **troben a la mucosa del nas i la boca**. D'aquesta manera, la seva **correcta utilització facilitarà la no transmissió del coronavirus**. Les mesures a tenir en compte per a la utilització d'aquestes mascaretes són les següents:

1. Està indicada per a les **persones que tenen contacte proper i freqüent amb tercers**.
2. **Rentar-se bé les mans amb sabó** abans de posar-se la mascareta i de manera freqüent.
3. Ha de quedar sempre degudament adaptada i **ajustada al nas i a la boca**.
4. **No tocar la mascareta** mentre està posada i **evitar tocar-se la cara** amb les mans (ulls, boca, nas).
5. **Evitar posar-la i treure-la freqüentment** al llarg de la jornada laboral.
6. **Mantenir de 1 a 2 metres de distància** entre persones.
7. **Al treure's la mascareta** rentar-se bé les mans i tapar-se la boca i el nas amb el braç a l'esternudar.
8. **Cada dia rentar la mascareta** segons el procediment adjunt i **alternar les dues unitats subministrades**.

Les mascaretes que li hem subministrat han estat fabricades per l'empresa CLOQUER, SA, amb el seu teixit "Sanity Mask", i s'ajusten als requisits de funcionament en base a la norma EN 14683:2019+ AC:2019 de mascaretes quirúrgiques punts 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 per als tipus I (només pacients), II (personal sanitari) i IIR (quiròfans).

Pot trobar la certificació d'AITEK i l'autodeclaració de conformitat a l'apartat de "PREGUNTES FREQUENTS" del web <https://www.amtu.cat/estat-emergencia-covid-19/>

FITXA DEL PRODUCTE

DESCRIPCIÓ DEL TEIXIT "SANITY MASK"

Mascareta d'ús sanitari i públic en general.

Composició = 100% cotó ecològic, lliure de pesticides i fertilitzants.

Estructura= Doble capa entrecreuada i costures interiors.

Subjecció = Goma elàstica.

Acabat = Tractament repel·lent als esquitxos, antibacteriana i antifloridura.

Reutilitzable = Permet 30/40 rentades, cal assecar i planxar segons s'indica

PROCEDIMENT PER RENTAR LES MASCARETES

1. Preparar un recipient amb **aigua tèbia** i una mica de **sabó neutre**. Dissoldre el sabó i remoure bé fins a obtenir escuma.
2. En aquest moment remullar la mascareta i deixar-la durant cinc minuts submergida. Aclarir amb aigua de l'aixeta i escórrer amb el màxim de cura a mà.
3. Assecar amb un assecador de cabell o estendre-la.
4. Planxar a 140 graus = Planxar a la posició tres puntets (· · ·)

Tot aquest procediment s'ha de fer amb el màxim de cura per poder conservar les propietats del producte.

Moltes gràcies per continuar donant servei a la ciutadania!